



JAR TESTY

FC4S i FC6S

FIRMY VELP

Flokulatory w wersji 4 i 6 pozycyjnej, z niezależnym ustawieniem prędkości mieszania oraz podświetlaną tylną ścianką, pozwalającą na spełnienie standardowych warunków podczas testów Jar.

>> *Pomocne w wyborze sposobu dozowania koagulantów w celu usunięcia zawiesiny i innych zanieczyszczeń.*

Oba modele mają możliwość wyboru prędkości 10 – 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 -150 – 200 obrotów/ min.

>> **APLIKACJE:**

- Jako Jar Test do optymalizacji dodatku koagulantu w procesie flokulacji wody
- Jako test wymywalności dla substancji toksycznych w odpadach

>> **ZALETY:**

- Podświetlany panel
- Możliwość doboru prędkości dla każdej jednostki mieszającej oddzielnie
- Możliwość regulacji wysokości końcówek mieszających z funkcją blokowania
- Końcówki mieszające wykonane ze stali nierdzewnej

>> **DANE TECHNICZNE:**

Zakres prędkości obrotowej | 10-200 obrotów/min (300 na życzenie klienta)

Pobór mocy | 18 W (FC4S) i 23 W (FC6S)

Numery katalogowe

F105A0111 Zestaw FC4S

F105A0112 Zestaw FC6S

>> **DODATKOWE WYPOSAŻENIE:**

A00001001 Szklana zlewka 1000 ml

A00001002 Plastikowy lej Imhoffa

A00001003 Szklany miarowy lej Imhoffa

A00001004 Dwumiejscowy stojak na leje Imhoffa



A00001001



A00001002



A00001003



A00001004