



JAR TESTY

JLT4 i JLT6

FIRMY VELP

Flokulatory w wersji 4 i 6 pozycyjnej, z niezależnym ustawieniem prędkości mieszania oraz podświetlanym panelem tylnym, umożliwiającym spełnienie standardowych warunków podczas testów Jar.

>> *Pomocne w wyborze sposobu dozowania koagulantów w celu usunięcia zawiesiny i innych zanieczyszczeń.*

Modele sterowane mikroprocesorowo

>> **APLIKACJE:**

- Jako Jar Test do optymalizacji dodatku koagulantu w procesie flokulacji wody.
- Jako test wymywania dla metali ciężkich w odpadach o stałym stanie skupienia.

>> **ZALETY:**

- Podświetlany panel z możliwością odłączenia.
- Łatwość obsługi.
- Możliwość wyświetlania czasu mieszania w skali godzin lub minut.
- Końcówki mieszające wykonane ze stali nierdzewnej.

>> **DANE TECHNICZNE:**

Zakres prędkości obrotowej	10-300 obrotów/min
Ilość stanowisk (JLT4)	4
Regulacja czasu mieszania	0-999 minut, lub 0-99 godzin
Pobór mocy	11 W – JLT4, 19 W – JLT6
Wymiary	650x350x300 mm (dl.x szer.x głęb.)

Numery katalogowe

F105A0108 Zestaw JLT4

F105A0109 Zestaw JLT6

>>

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

A00001001 Szklana zlewka 1000 ml

A00001002 Plastikowy lej Imhoffa

A00001003 Szklany miarowy lej Imhoffa

A00001004 Dwumiejscowy stojak na leje Imhoffa



A00001001



A00001002



A00001003



A00001004