



REAKTOR ENZYMATYCZNY GDE

FIRMY VELP

Reaktor enzymatyczny GDE jest przeznaczony do przeprowadzenia hydrolizy przed oznaczaniem błonnika całkowitego metodą enzymatyczną zgodnie z metodą AOAC.

ZASTOSOWANIE

Oznaczanie błonnika całkowitego metodą enzymatyczną w:

- żywności
- paszach

ZALETY

- Urządzenie przeprowadza enzymatyczną hydrolizę próbek, które są zanurzone w termostatycznej łaźni wodnej i mieszane
- Stała temperatura, nie ma możliwości przegrzania próbki
- Wysoka dokładność w granicach ± 0.2 °C
- Zestaw składa się z zanurzeniowej głowicy grzejnej, transparentnego zbiornika oraz 6-miejscowego mieszadła magnetycznego
- Ciągłe i stałe mieszanie zapobiega przegrzaniu próbek

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury	Od temp. pokojowej do 105°C
Moc	900 W
Zasilanie	230 V/ 50-60 Hz
Waga	6,2 kg
Wymiary	413 x 295 x 410 mm
Numer katalogowy	
F30400209	Zestaw zawiera: Moduł grzejny, zbiornik z poliwęglanu z pokrywą, mieszadło magnetyczne multistirrer 6, zasilacz, instrukcję obsługi.