



TERMOREAKTORY

ECO 8 i ECO 25

FIRMY VELP

>> *Mineralizacja próbek przed oznaczaniem: ChZT, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Możliwość mineralizacji kilku próbek jednocześnie. Wybór temperatury i czasu mineralizacji.*

>> **APLIKACJE:**

- Ścieki
- Osady

ZALETY:

- Wizualny i dźwiękowy sygnał osiągnięcia zadanej temperatury
- Wizualny sygnał odliczania wstecznego
- Wizualny i dźwiękowy sygnał końca cyklu
- Wizualny i dźwiękowy sygnał uszkodzenia próby
- Wizualny i dźwiękowy sygnał przekroczenia zadanej temperatury
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po zakończeniu nastawionego programu

>> **DANE TECHNICZNE:**

Ustawienie temperatury	70 °C/ 100 °C/ 120 °C/ 150°C/ 160°C
Timer	30, 60, 120 minut lub praca ciągła
Otwory	ECO 8: 8 x Ø 16 mm + 1 x Ø 22 mm ECO 25: 25 x Ø 16 mm
Stabilność temperatury	± 0,5°C
Jednorodność temperatury	± 0,5°C

Precyzja temperatury	± 1°C
Parametry wyświetlane	Temperatura osiągnięta Czas zadany
Zasilanie	230 V
Moc	ECO 8: 140 W ECO 25: 400 W
Waga	ECO 8: 2 kg ECO 25: 3,8 kg
Wymiary	ECO 8: 135 x 95 x 230 mm ECO 25: 155 x 95 x 275 mm
Numery katalogowe	
F101A0127	Termoreaktor ECO 8
F101A0125	Termoreaktor ECO 25

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

CM0091680	Zestaw 20 szklanych probówek z wew. Ø 14 mm i zew. Ø 16 mm
CA0091636	Uchwyt na 12 okrągłych szklanych probówek
A00001039	ECO 25 ekstraktor probówek
CA0091666	ECO 8 probówka do rozkładu próbki Ø 22 mm z szklanym korkiem do analizy osadu
CA0091667	ECO 8
A00001044	Niekorodujący reduktor Ø 42 mm z 3 otworami Ø 16 mm
A00001046	Niekorodujący reduktor Ø 42 mm z 1 otworem Ø 22 mm



A00001041

