



Termostat HT200S



Szybka i ekonomiczna mineralizacja w 15 minut

Blok grzewczy z technologią HSD (High Speed Digestion) do bardzo szybkiej mineralizacji próbek. Specjalna konstrukcja wysokotemperaturowego termostatu pozwala na szybkie cykle ogrzewania i chłodzenia, maksymalnie dwunastu kuwet lub naczynek reakcyjnych.

- Skraca czas analizy ChZT, TNb, Ptot i metali ciężkich
- Automatyczne, szybkie chłodzenie
- Zmiana czasu mineralizacji i temperatury w przypadku specjalnej mineralizacji
- Wyniki ChZT już po 35 minutach





Gwarancja:	24 miesiące
Interfejs użytkownika:	3 klawisze funkcyjne
Język interfejsu użytkownika:	Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, szwedzki, polski, duński
Liczba kuwet:	12 x 20 mm średnica
Max. Wilgotność pracy:	90%
Podłączenie sieci:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Programy temperaturowe:	Programowanie dla 100°C, HT i trybChZT oraz wybór zakresu 40-170°C 5-240 min
Programy użytkownika:	9 pomiarów temperatury/czasu
Ręczny wybór języka:	Angielski, francuski, niemiecki
Rozdzielczość wyświetlacza:	5 x 7 matryca punktowa
Rozmiar wyświetlacza:	2 x 16 znaki
Sprawdzanie bezpieczeństwa:	CE, GS
Stabilność temperatury:	± 1 °C zgodnie z metodami EN, ISO, EPA
Typ wyświetlacza:	LCD
Waga:	12kg
Warunki przechowywania:	-40 °C - 60 °C
Wskaźnik temperatury:	od 20 °C - 148 °C w 8 minut
Wymiary (wys. X szer. X głęb.)	330mm x 300mm x 430mm
Wyświetlacz:	2-wierszowy wyświetlacz alfanumeryczny
Zakres temperatury pracy:	10 - 45 °C

