



SYSTEM FILTRACJI DO OZNACZANIA BŁONNIKA CSF6

FIRMY VELP

Ekstraktor CSF6 we współpracy z reaktorem GDE przeznaczone są do oznaczania błonnika metodą enzymatyczną w żywności i paszach. Oznaczanie błonnika zgodnie z metodą AOAC 985.29 zajmuje znacznie mniej czasu w porównaniu do metod tradycyjnych.

Zalety

- Przeprowadzanie filtracji jednej lub wielu próbek
- Krótki czas filtracji – poniżej 20 minut, nawet dla 6 próbek
- Pompa przyspieszająca proces filtracji i mycia
- Ekstrakcja przeprowadzana jest w szklanych naczynkach, które mogą być użyte w ekstraktorze SER 3 lub SER 6 do oznaczenia końcowej zawartości włókna surowego
- Szklane lejki wspomagają dozowanie próbek i odczynników
- Możliwość zastosowania pompy próżniowej wspomagającej proces filtracji

Dane techniczne

Wykonanie	Stal nierdzewna pokryta farbą epoksydową
Pompa perystaltyczna	Wysoka wydajność ssania
Zbieranie pozostałości	Oddzielnie
Przeciwnieśnienie	Ustawiane elektronicznie
Czas filtracji	Skracany
Moc	220 W
Zasilanie	230 V/ 50-60 Hz
Waga	28 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	750 x 420 x 380 mm
Numer katalogowy	
F30420210	Zestaw zawiera: System filtracji CSF6, 6 tygli szklanych, elastyczny wężyk, instrukcja obsługi.

Akcesoria dodatkowe

A00000140	Szklane naczynka, opakowanie 6 szt.
------------------	-------------------------------------



A00000140